

PHILIPS

sonicare

Produktkatalog



Renare tänder, helt enkelt!

Så fungerar Sonicare-teknik	Sid 4
Prestige 9900	Sid 6
DiamondClean 9000	Sid 7
ExpertClean	Sid 8
ProtectiveClean	Sid 9
Sonicare For Kids	Sid 10
Borsthuvuden	Sid 11
Powerfloss	Sid 12
Så fungerar ljusaktiverad tandblekning	Sid 14
Tandblekning hemma	Sid 16





I över 20 år har vi utvecklat produkter till tandläkare och tandhygienister världen över för att förbättra patienters munhälsa. Philips Oral Healthcare är en viktig del i Philips portfölj inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom Healthcare.

I vårt utbud av produkter för munhälsa kombineras tidsbeprövad teknik med nya innovationer. Philips Sonicare och Philips ZOOM erbjuder produkter för effektiv rengöring och blekning som rekommenderas av tandvårdspersonal.

Vi lägger stor vikt vid kontinuerlig vidareutveckling av våra produkter. Genom intensiv forskning arbetar vi för att kunna tillgodose behoven inom munhälsovård.

Läs vidare i denna broschyr om vårt kompletta sortiment med produkter för att förbättra patienternas munhälsa och bygga upp en framgångsrik mottagning.



Tandvårdspersonal rekommenderar:

2 minuters tandborstning och 2 cm tandkräm vilket får plats på vårt avlånga tandborsthuvud.

För att hjälpa dig till en god munhälsa så rekommenderar vi följande program:

- **Clean: 2 minuter**
- **White: 2,5 minuter**
- **Gum Care: 3 minuter**
- **Deep Clean: 3 minuter**

Första gången du startar din Sonicare eltandborste från Philips så aktiveras ett mjukare läge och det är aktivt under de två första inväpningsveckorna.

Philips patenterade Sonicare-teknik

För en renare känsla, friskare mun

Till vilka patienter kan jag rekommendera Sonicare?
Sonicares tandborstar är lämpliga inte bara för friska patienter utan även för patienter med t ex parodontit och gingivit.

Så fungerar Sonicare-teknik

Vår soniska teknik arbetar med högfrekvent svepande rörelser som pressar vattnet och tandkrämen in mellan tänderna. Därför ger vår soniska teknik både effektiv rengöring och friskare tandkött, jämfört med manuell tandborstning.*

Låt dina patienter prova Sonicare, vi är övertygade att de kommer bli nöjda, skulle de mot förmodan inte vara det erbjuder vi 60-dagars pengarna-tillbaka-garanti.



"Mycket bättre än jag kunde föreställa mig då jag har använt Oral-B. Jag har rekommenderat den till alla jag känner. Till och med till min tandhygienist."

Pernilla, Oskarshamn

"Har tidigare enbart borstat med Oral-B-borste. Upplever inte samma "borstkänsla" med Philips-borsten. Känns nästan inte som om den borstar, men det gör den ju. Känns fantastiskt rent och fint efteråt. Överraskat positiv!"

Lisbeth, Ronneby

"Fantastisk tandborste, det känns som att tänderna har blivit renare och tandköttet mår bättre."

Ramona, Växjö

"Mycket komfortabel och smidig. Borsthuvudet är väldigt mjukt och känns skönt i munnen. Batteritiden är "blixterbrau" som vi säger i Karlskrona, den är i världsklass med andra ord. Tack för att jag fick prova Philips!"

Ulrika, Karlskrona

"Senast igår borstade jag tänderna med den och gjorde därefter en plackinfärgning och det fanns inga spår av plack någonstans på tänderna! Jag kommer definitivt fortsätta använda Philips eltandborste."

Anna, Halmstad

"Positiv över att jag har börjat använda denna. Saknade tandborsten när vi var på semester en vecka. Kändes inte alls lika rent med vanlig tandborste."

Ann Charlotte

"Tycker att tandborsten är bättre än Oral-B, man kommer åt bättre. Har själv använt Oral-B i över 5 års tid och varit nöjd med den. Men nu är jag glad att jag fick testa denna, så härlig."

Sally

"Både jag och min man har provat tandborsten. Han väljer nu er tandborste före Oral-B, tycker det känns renare med Sonicare DiamondClean."

TH Lena

"Trots att jag är tandhygienist så har jag inte använt el-tandborste själv på många år. Tänkte att jag verkligen skulle ge den här tandborsten en chans och har använt den 2 gånger/dag sen du var hos oss på mötet. Jättenöjd!"

TH Charlotta

Sonicare 9900 Prestige med SenseIQ

Exceptionell munvård som anpassats till dig

Sonicare 9900 Prestige med SenseIQ-teknik är vår mest avancerade eltandborste. Den förbättrar vår beprövade soniska teknik med intelligens som känner av och anpassar sig för en holistisk munvård så att det alltid blir rätt.

SenseIQ-teknik

SenseIQ-tekniken känner av tryck, rörelse, täckning och mer upp till 100 gånger per sekund. Den anpassar sedan intensiteten om du trycker för hårt. SenseIQ:s intelligens gör att du slipper gissa när det gäller borstningslägen, så att du kan uppleva enkel munvård och bättre tandborstning med tiden.

5 lägen och 3 intensiteter

Clean, White+, Gum Health, Deep Clean och Sensitive går att köra i 3 olika intensiteter. Välj själv eller låt SenseIQ optimera åt dig.

Trycksensor

Smarta sensorer varnar dig när du trycker för hårt och justerar intensitetsnivån för att du inte ska skada ditt tandkött.

Två veckor batteritid

Litium jon-batterier som håller minst 2 veckor.

Vägledning i realtid

Personligt anpassade rekommendationer samt statusrapport för varje dag/månad/år genom att ansluta din Prestige tandborste till Sonicare-appen.

Prestige-resefodral med USB-C-port och USB laddningskabel

Elegant och kompakt resefodral för smidig förvaring och laddning när du är ute och reser.



Sonicare DiamondClean 9000

Komplett munvårdssystem för optimal munhälsa

Med DiamondClean får du bästa möjliga rengöring med personligt anpassade tips och råd i Philips Sonicare-appen. Du får en överlägsen rengöring av både tänder och tandkött, synbart vitare tänder tack vare en effektiv fläckborttagning och en fräsch andedräkt. Det här är mer än bara en tandborste – det är ett komplett system för din munhälsa.

4 lägen och 3 intensiteter

Alla de fyra lägena, Clean, White, Gum Health och Deep Clean går att köra i tre olika intensiteter.

Trycksensor

Inbyggda smarta sensorer meddelar dig när du trycker för hårt.

Två veckor batteritid

Litium jon-batterier som håller minst 2 veckor.

BrushSync

Smarta borsthuvuden ser till att du använder rätt läge och intensitet för bästa möjliga rengöring. Låt exempelvis säga att du använder borsthuvudet W3 Premium White. BrushSync-tekniken på DiamondClean 9000 synkar då automatiskt borsthuvudet med White+-läget för att putsa bort fläckar.

Optimal plackborttagning

Upp till 10x bättre plackborttagning än med en manuell tandborste.

Belyst display

När tandborsten sätts på lyser den unika displayen upp och visar de fyra borstinställningarna.

Resetui med USB-port

Enkel uppladdning på resan i resefodralet – via datorns USB-port eller genom stickkontakten.

Statusrapport

DiamondClean 9000 ger dig den vägledning du behöver för att förbättra och upprätthålla sunda borstningsvanor mellan tandläkarbesök. Inbyggda smarta sensorer meddelar dig när du trycker för hårt, och genom att ansluta din borstningsupplevelse till Sonicare-appen får du en personlig statusrapport där du kan se dina förbättringar.

Unikt laddningsglas med induktionsteknik

För att ladda DiamondClean placeras borsten bara i det eleganta tandborstglasets med laddningsfunktion.



Sonicare ExpertClean

Allt du behöver för utmärkt munhälsa

Hjälp dina patienter att få uppleva skillnaden med Sonicare ExpertClean, det kommer att bli kärlek vid första borsttaget. De långa borststråna i kombination med vår patenterade soniska teknologi når djupare in mellan tänderna och förbygger blödande tandkött. Den tar bort upp till 10 gånger mer plack jämfört med en manuell tandborste.* Den kraftfulla men ändå skonsamma rengöringen bidrar till ett friskare tandkött på bara 2 veckor.

4 lägen och 3 intensiteter

Alla de fyra lägena, Clean, White, Gum Health och Deep Clean går att köra i tre olika intensiteter.

Trycksensor

Inbyggda smarta sensorer meddelar dig när du trycker för hårt.

Två veckor batteritid

Litium jon-batterier som håller minst 2 veckor.

BrushSync

Smarta borsthuvuden ser till att du använder rätt läge och intensitet för bästa möjliga rengöring. Låt exempelvis säga att du använder borsthuvudet W3 Premium White. BrushSync-tekniken på ExpertClean synkar då automatiskt borsthuvudet med White+-läget för att putsa bort fläckar.

Optimal plackborttagning

Upp till 10x bättre plackborttagning än med en manuell tandborste.

Belyst display

När tandborsten sätts på lyser den unika displayen upp och visar de fyra borstinställningarna.

Reseetui med USB-port

Enkel uppladdning på resan i resefodralet – via datorns USB-port eller genom stickkontakten.

Statusrapport

Genom att ansluta din ExpertClean till Sonicare-appen får du en personlig statusrapport där du kan se dina förbättringar.



ProtectiveClean

Renare tänder, helt enkelt!

Eltandborsten ProtectiveClean ger dig en skonsam rengöring och friskare mun för en bättre munhälsa.

Sonicare-teknologin som vi använder i alla våra eltandborstar har inspirerats av tandvården. Philips har forskat och utvecklat munvårdsprodukter i över 20 år och har 25 miljoner nöjda Sonicare-användare världen över. Philips Sonicare ProtectiveClean är en skonsam och effektiv eltandborste som ligger i en bra prisklass.

1 läge och 2 intensiteter

Clean och Sensitive.

Trycksensor

Blinkar och vibrerar när du trycker för hårt.

Lång batteritid

Litium jon-batteri som håller minst 2 veckor.

BrushSync

Påminner när det är dags att byta borsthuvud.

Optimal plackborttagning

Upp till 7x bättre plackborttagning än med en manuell tandborste.



Sonicare For Kids

Med app som motiverar barnen att borsta bättre och längre



Available on the App Store
ANDROID APP ON Google play
Laddas ner gratis i App Store eller Google Play



Ge ditt barn en hälsosam vana för en friskare framtid

En av de viktigaste sakerna du kan ge ditt barn är rutiner som ger dem ett friskt liv. Precis som för vuxna rekommenderar tandläkare att barn ska borsta sina tänder i minst två minuter, två gånger om dagen. Men vi vet alla att det är svårt att få sina barn att borsta ordentligt, dessutom vet vi att barn som tidigt får håll i tänderna får sämre tänder som vuxna. Med uppkopplade eltandborsten för barn Sonicare for Kids, blir tandborstningen ett äventyr tillsammans med Sonicare for Kids-appens huvudkaraktär Sparkly. Om barnen borstar ordentligt blir Sparkly glad!

Sonicare For Kids HX6322/04

- Sparkly motiverar barnen att borsta bättre
- 2 veckors batteritid
- Tar bort 75 % mer plack än en manuell tandborste
- Rekommenderas av 98 % av alla föräldrar*
- 2 borstinställningar
- Det gummerade borsthuvudet är utformat för att skydda unga tänder
- 2 borsthuvuden ingår (Compact och Standard)
- 8 klistermärken medföljer

Philips Sonicare erbjuder ett komplett sortiment av borsthuvuden för att passa behoven hos varje patient

Typ	Borsthuvud	Användningsområde	Borstdesign	Hårdhet
All-in-One 2-pack: HX9092/10 Vit HX9092/11 Svart		A3 - All-in-One	Borsthuvudet har noggrant vinklade borststrån som är utformade för att maximera plackborttagning samt mjuka, flexibla gummisidor. Borsthuvudet böjs också för att kompensera för eventuellt övertryck.	Mjuk
Premium Plaque Defence 4-pack: HX9044/17 Vit HX9044/33 Svart		C3 - Premium Plaque Defence Vår djupaste rengöring	Med mjuka, flexibla sidor formar sig borststråna efter varje tandyta vilket ger 4 gånger mer ytkontakt och ta bort upp till 10 gånger mer plack på svåråtkomliga ställen.	Medium
Premium Gum Care 4-pack: HX9054/17 Vit HX9054/33 Svart		G3 - Premium Gum Care För ett friskare tandkött	Den mindre storleken och borststråna ger skonsam men effektiv rengöring där tandköttssjukdomar kan utvecklas. Det är kliniskt bevisat att detta ger upp till 100 % mindre tandköttinflammation och upp till 7 gånger friskare tandkött på bara två veckor.	Mjuk
Optimal White 4-pack: HX6064/10 Vit Standard HX6074/27 Vit Compact HX6064/11 Svart Standard		C2 - Överlägsen rengöring för vitare tänder	Anpassad för fläckborttagning och har tätt packad diamantformad borst. Avlägsnar yttre fläckar som orsakas av mat, dryck och rökning.	Medium
Optimal Plaque Defence 4-pack: HX9024/10		C2 - Enastående plackborttagning varje dag	Optimal Plack Defence-tandborsthuvudet är perfekt för dig som vill ha optimal plackborttagning som en del av din dagliga munhälsa.	Medium
Sensitive 4-pack: Standard: HX6054/07		Mjukare rengöring för känsliga tänder och tandkött	Extra mjuka borst tillsammans med en mjuk profil för en ultrakänslig borstning.	Mjuk
For Kids 2-pack Small: HX6032/33 Från 3+ Large: HX6042/33 Från 7+		För barn - rengör och skyddar växande leenden	Konturprofilanpassad efter barns tänder. Mjuka borst för en skonsam rengöring. Gummikanten på baksidan av borsthuvudet är speciellt utformad för att skydda växande tänder.	Mjuk



Alla borsthuvuden slits ut med tiden, så håll ett öga på ditt borsthuvud för att se till att du fortfarande får en fantastisk rengöring. Vår BrushSync-teknik spårar hur länge du har använt borsthuvudet och hur hårt du har borstat. BrushSync-bytespåminnelsen på handtaget avger ett kort pip ljud när det är dags att byta ut borsthuvudet.

DiamondClean och ExpertClean väljer dessutom automatiskt det läge som bäst passar ditt borsthuvud för att ge optimalt resultat varje gång. Ändrar du inställningar så sparas dessa så du inte behöver ställa om läge eller intensitet varje gång du borstar.

Premium All-in-One

Byta mellan olika tandborsthuvuden? Inte längre! Premium All-in-One är vårt allra bästa tandborsthuvud som har en helhetslösning för din munhälsa. Helt enkelt vårt mest effektiva tandborsthuvud för att åstadkomma ett friskare och hälsosammare leende.

Färgen på borststråna bleknar när det är dags att byta borsthuvud. För bästa resultat ska borsthuvudet bytas var tredje månad.



Du får upp till 4x mer ytkontakt jämfört med DiamondClean borsthuvud och upp till 10x mer plackborttagning längs tandkötskanten och mellan tänderna.

Vita borststrån polerar tandytan.

*Av de föräldrar som tillfrågades jämfört med att bara använda tandborste



Sonicare Powerfloss

Tandtrådsanvändning på ett nytt sätt med QuadStream-teknik, tar bort upp till 99,9 % av placken i behandlade områden.

Philips Sonicare trådlösa Power Flosser 3000 ger dig en smidig och noggrann rengöring mellan tänderna för att få friskare tandkött. Den har en unik Quad Stream-spets som rengör ett större område. Rengöringen blir enklare och effektivare mellan tänderna varje gång, så det blir enkelt att göra rätt.

- Snabbare och effektivare rengöring mellan tänderna
- Quad Stream-teknik för snabbare, effektivare tandtrådsanvändning
- Pulse Wave-tekniken leder dig från tand till tand
- 2 tandtrådslägen, 3 intensitetsnivåer
- Fullständig rengöring på 60 sekunder

Specifikationer

Lägen:

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Deep Clean+: För en stärkande djuprengöring

Intensitetsnivåer: 3

Medföljande tillbehör

- Trådlös Power Flosser: 1
- F1 Standardmunstycke: 1
- F3 Quad Stream-munstycke: 1
- Resefodral: 1
- USB-laddningskabel: 1
- USB-väggadapter: 1
- Plackborttagning: Tar bort upp till 99 % av placken i behandlade områden*
- Handtag: Tunn, ergonomisk design
- Munstycke: Lätt klicka fast och ta bort
- Spänning: Flerspänningsladdare
- Garanti: 2 års begränsad garanti
- Rengöring: Rengör hela munnen på 60–90 sekunder



ZOOM

Professionell tandblekning

"I dagens samhälle är fokus på estetiska behandlingar på topp men även utbudet av kommersiella tandblekningskits. Det är därför viktigt för mig som tandläkare som har utfört tandblekningar i över tio år att belysa fördelarna med just Philips ZOOM. Produkten kommer helt komplett med allt som behövs för en blekningsbehandling. Patienter ringer till kliniken och efterfrågar just ZOOM-blekning för de vet att det går att lita på resultatet.

Det kan jag som tandläkare garantera efter att gång på gång alltid fått de resultaten som efterfrågats. Utan ilningar och med garanterade resultat kan jag utan tvekan rekommendera Philips ZOOM för alla som ute efter en pålitlig produkt."



Hossam Amer,
leg tandläkare.



Te, kaffe, rödvin etc missfärgar med tiden tänderna. Det kan dock även vara genetiska eller medicinska orsaker som ligger till grund för missfärgade tänder. Philips ZOOM har en bred produktportfölj med vetenskapligt utvecklade produkter, så att dina patienter kan få den behandling som passar dem bäst.

Klinikblekning

Den viktigaste beståndsdelen i Philips ZOOMs system är lampan, som används i kombination med en 6 % väteperoxidgel. Gelens effekt förbättras avsevärt med hjälp av lampan. Med Philips ZOOMs 6-procentiga blekningsgel kan patienten få upp till 7 nyanser vitare tänder redan efter första besöket.

Så fungerar ljusaktiverad tandblekning med Philips ZOOM



Ljus – ZOOM WhiteSpeed använder en innovativ blå LED-accelerator som ger en förbättrad borttagning av missfärgningar på tänderna med hjälp av väteperoxid. När de två källorna, blå ljuskälla och väteperoxid, används tillsammans avlägsnas missfärgningar effektivare än med en produkt som enbart använder väteperoxid.



Missfärgningmolekyl före

Endast med väteperoxid (H₂O₂)

Med väteperoxid (H₂O₂)
och ZOOM WhiteSpeed



ZOOM!



Maximala resultat, minimal känslighet

Philips ZOOM WhiteSpeed använder en unik kombination av kemi och beprövad ljus teknik för att ge avsevärt vitare tänder på bara en timme, med liten eller ingen känslighet.

Ljus – ZOOM WhiteSpeed använder en innovativ blå LED-accelerator som ger en förbättrad borttagning av missfärgningar på tänderna med hjälp av väteperoxid. När de två källorna, blå ljuskälla och väteperoxid, används tillsammans avlägsnas missfärgningar effektivare än med en produkt som enbart använder väteperoxid.

ACP – Bara Philips ZOOM har den bevisade effekten från ACP (amorf kalciumfosfat), vilket kliniskt bevisat ger större glans och slätare emalj samt en minskad känslighet både under och efter blekning.

PH-Booster – ZOOM WhiteSpeed använder en unik pH-booster för att förbättra väteperoxidens effekt.





Tandblekning hemma

Philips ZOOM Daywhite ACP och Nitewhite ACP

Medicinskt behov att bleka tänderna kan förekomma vid mineraliseringsstörningar med gravt missfärgade tänder eller grav missfärgning av andra skäl. I övrigt vill många bleka sina tänder av estetiska skäl, med önskan om vitare tänder.

EU-kommissionen har klargjort att tandblekningsprodukter är kosmetiska. Hit hör, förutom väteperoxid, även ämnen som leder till frisättning av väteperoxid som karbamidperoxid, zinkperoxid, natriumperborat och perboratsyra. Produkter som innehåller eller frigör mer än 6 % väteperoxid (motsvarar mer än 16,62 % karbamidperoxid) är förbjudna att använda i Sverige. Dessa får heller inte säljas inom EU. Produkter som innehåller eller frigör över 0,1 % men högst 6 % väteperoxid (motsvarande max 16,62 % karbamidperoxid) får endast säljas till tandläkare.

Tandblekning styrs av EU-direktiv från och med 31 oktober 2012. Se Läkemedelsverkets direktiv.



För patienter som föredrar att bleka sina tänder hemma finns Philips ZOOM DayWhite ACP samt Philips ZOOM NiteWhite ACP, båda erkända och lättarbetade produkter. Dessa geler används antingen under natten eller dagen i skenor, som tagits fram på klinik för individuellt bruk.

Den enda hemmablekningen som kombinerar styrkan hos ACP, kaliumnitrat och fluor. Ger ett överlägset emaljskydd.

	Philips ZOOM DayWhite ACP	Philips ZOOM NiteWhite ACP
Koncentration	6 % Väteperoxid	10 % eller 16 % Karbamidperoxid
Behandlingstid	30 min 1-2 gånger/dag	4 timmar under natten
Resultat	Uppnås efter 1-2 veckor	Uppnås efter 1-2 veckor



1. ACP-kristallerna appliceras på tänderna och binder snabbt till tandytan



2. ACP täpper till dentintubuli och förhindrar känslighet



3. ACP bygger upp emaljen på nytt och fyller igen porositeter på ytan



Philips ZOOM

Produktöversikt

Klinikblekning

Hemmalekning

Philips ZOOM WhiteSpeed

- Med strömkabel, IsoPrep medium
- Upp till 7 nyanser vitare efter en klinikblekning
- Philips ZOOM Skyddsglasögon ingår

Produktbeskrivning

Philips ZOOM WhiteSpeed



Philips ZOOM WhiteSpeed uppgradering

- Lamphuvud
- Styrordning

Produktbeskrivning

ZOOM WhiteSpeed Upgrade Kit



Philips ZOOM Klinikblekning

- Philips ZOOM klinikblekning med 6 % H₂O₂
- Duo kit för 2 patienter inklusive tillbehör

Produktbeskrivning

med NiteWhite ACP 16 % CP

med DayWhite ACP 6 % H₂O₂



Philips ZOOM IsoPrep® retraktorer

- Philips ZOOM IsoPrep-retraktorer
- Utformad för att skona patientens läppar samtidigt som de möjliggör problemfri åtkomst till tänderna

Produktbeskrivning

3x liten (grå)

3x medium (blå)



Philips ZOOM DayWhite – Standardkit

- Med ACP, Kaliumnitrat, Natriumfluorid, Mintsmaak
- 6 sprutor (a 2,4ml) för ca 18 användningar
 - 2 EVA blekningsplattor samt förvaringsbox
 - 1 st Shade Guide
 - Gradering på sprutan för enkel användning

Produktbeskrivning

DayWhite 6% Väteperoxid (H₂O₂)



Philips ZOOM NiteWhite – Standardkit

- Med ACP, Kaliumnitrat, Natriumfluorid, Mintsmaak
- 6 sprutor (a 2,4ml) för ca 18 användningar
 - 2 EVA blekningsplattor samt förvaringsbox
 - 1 st Shade Guide
 - Gradering på sprutan för enkel användning

Produktbeskrivning

NiteWhite 10% Karbamidperoxid (CP)

NiteWhite 16% Karbamidperoxid (CP)



DayWhite

Philips ZOOM DayWhite – Minikit

- Med ACP, Kaliumnitrat, Natriumfluorid, mintsmaak
- 3 sprutor (2,4 ml) för ca 9 användningar
 - Gradering på sprutan för enkel användning

Produktbeskrivning

DayWhite 6% Väteperoxid (H₂O₂)

NiteWhite



Philips ZOOM NiteWhite – Minikit

- Med ACP, Kaliumnitrat, Natriumfluorid, mintsmaak
- 3 sprutor (2,4 ml) för ca 9 användningar
 - Gradering på sprutan för enkel användning

Produktbeskrivning

NiteWhite 10% Karbamidperoxid (CP)

NiteWhite 16% Karbamidperoxid (CP)



Innehåller flytande kofferdam

ZOOM behöver inte förvaras i kylskåp utan kan istället förvaras i rumstemperatur!

Utvecklad med över 20 års erfarenhet inom tandblekning. Philips ZOOM WhiteSpeed är det första ljusaktiverade, kosmetiska tandblekningssystemet som används hos tandläkaren och har en EU-kompatibel formel.

En kombination av dokumenterad LED-teknik, hälsosam innovation och globalt ledarskap. Philips ZOOM WhiteSpeed 6 % ger resultat på endast en timme, med liten eller ingen känslighet.



Våra produkter säljs genom följande depåer:



Plandent

CENGER
SCANDINAVIA

GAMA
DENTAL AB



Peter Moberg
Professional Marketing Manager/
Teamleader Nordic
Oral Healthcare
Mobil: 0727 03 32 87
peter.moberg@philips.com



Lars Träff
Stockholm norra
Professional Marketing Specialist
Oral Healthcare
Mobil: 0708 32 06 80
lars.traff@philips.com



Inger Fritzdorf
Stockholm södra
Professional Marketing Specialist
Oral Healthcare
Mobil: 0708 32 14 55
inger.fritzdorf@philips.com

